

CAD Ref: 10529

Dimensions: 137 x 79 x 75mm

**Mölnlycke®**

Ref no: 48017-10
Component Type: Retail box
Created by: Natalie Whiteside
Refer to ARS PD-527605 and Master
Text IFU PD-571437

Colour information

-  PMS 361
-  PMS 116
-  PMS Cool Grey 10
-  Cutter
-  Varnish free
80mm x 65mm

Mölnlycke Health Care, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52, Göteborg.



48017-10

Two way stretch tubular bandage

Mölnlycke®
Tubifast®

5m YELLOW LINE

5m YELLOW LINE

5m YELLOW LINE

**Mölnlycke®**
Tubifast®

Two way stretch tubular bandage



1 nominal 10.75cm x 5m (4.5in x 5.4 yards) roll



EN Two way stretch tubular bandage. For dressing retention, wet and dry wrapping. Select the correct size and cut to length, open the bandage and stretch over the affected area.
Precautions: Keep clean. If soiled with bodily fluids, discard appropriately and replace. Avoid naked flames and ignition sources, especially when used with paraffin based products. If condition worsens discontinue use and seek medical advice. Single-patient, multi use. If any serious incident has occurred in relation to the use of Tubifast, it should be reported to Mölnlycke Health Care.
Fibre content: Viscose, Nylon, Elastane.

DE Längs- und querelastischer Schlauchverband. Geeignet als Fixierverband und Feucht- oder Trockenverband. Die korrekte Größe wählen und auf die richtige Länge zuschneiden. Den Verband öffnen und über das entsprechende Areal ziehen.
Vorsichtsmaßnahmen: Sauber halten. Bei Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten ordnungsgemäß entsorgen und ersetzen. Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten, insbesondere bei Verwendung mit Produkten auf Paraffinbasis. Bei Verschlechterung des Gesundheitszustands die Verwendung aussetzen und einen Arzt aufsuchen. Zur mehrfachen Verwendung an einem Patienten. Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit Tubifast aufgetreten ist, melden Sie dies an Mölnlycke Health Care.
Faserzusammensetzung: Viskose, Nylon, Elasthan.

FR Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur. Pour le maintien de pansements et l'enveloppement humide ou sec. Choisissez la bande adaptée et découpez la longueur nécessaire, ouvrez le bandage et enflevez-le sur la zone concernée.
Précautions d'emploi: Garder le bandage propre. Si le bandage est souillé, le jeter de manière appropriée et le remplacer. Ne pas exposer de façon directe aux flammes ou à toute source de chaleur, surtout en cas d'utilisation de produits à base de paraffine. Si l'état se dégrade, cesser les applications et consulter un médecin. Un seul patient, multi-usage. En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation de Tubifast, le signaler à Mölnlycke Health Care.
Composition des fibres: Viscose, nylon, élasthanne.

REF 3557



See instructions for use
Voyez le mode d'emploi



Upper temperature limit
Température supérieure limite



Keep dry
Conserver au sec



Manufacturer / Fabricant
Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

Made in UK

NOMINAL LIMB SIZE

Red Line 9-18cm / 3.5-7in
Green Line 14-24cm / 5.5-9.5in
Blue Line 24-40cm / 9.5-16in
Yellow Line 35-64cm / 14-25in
Purple Line 64-130cm / 25-51in



5 055158 008960



Australian Sponsor Address:
Mölnlycke Health Care Pty. Ltd.
12 Narabang Way
Belrose, NSW 2085
Australia

USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134

NL 2-way stretch buisverband. Voor verbandretentie, natte en droge bandages. Selecteer het juiste formaat en knip op lengte. Open het verband en strek het over het betrokken gebied uit.
Voorzorgsmaatregelen: Schoon houden. Bij verontreiniging met lichaamsvloeistoffen, op gepaste wijze wegdoen en vervangen. Vermijd naakte vlammen en ontstekingsbronnen, met name bij gebruik met op paraffine gebaseerde producten. Als de toestand verergert, stopt u met het gebruik en wilt u medisch advies in. Voor gebruik bij één patiënt, meermalig gebruik. Als er een ernstig incident in verband met het gebruik van Tubifast is opgetreden, moet dit worden gemeld aan Mölnlycke Health Care.
Vezeinhoud: Viscose, nylon, elastaan.

IT Maglia tubolare biestensibile. Per il fissaggio della medicazione e per bendaggi umidi e secco. Selezionare la misura corretta e tagliare la lunghezza desiderata, aprire il bendaggio e applicare sull'area interessata.
Precauzioni: Tenere il prodotto pulito. Qualora venga contaminato da fluidi corporei, smaltirlo in modo adeguato e sostituirlo. Evitare fiamme libere e fonti di accensione, specialmente se utilizzato con prodotti a base di paraffina. In caso di peggioramento delle condizioni, interrompere l'uso e consultare un medico. Monopaziente, multiuso. Eventuali gravi incidenti in relazione all'uso di Tubifast devono essere riferiti a Mölnlycke Health Care.
Contenuto delle fibre: viscosa, nylon, elastano.

TR İki yöne esneyen boru şeklinde bandaj. Pansumanın sabitlenmesi için ıslak ve kuru sargı. Doğru boyutu seçip istediğiniz uzunlukta kesin, bandajı açın ve ilgili alanın üzerine esneterek uygulayın.
Önemler: Temiz tutun. Vücut sıvıları nedeniyle kirlenmişse, uygun şekilde atıp değiştirin. Özellikle parafin bazı ürünler kullanırken kontrolsüz alev ve parlacık kaynaklarından uzak tutun. Durum kötüleşirse kullanmayın ve tıbbi yardım alın. Tek hasta için birden çok kez kullanılabilir. Tubifast'ın kullanımı ile ilgili ciddi bir durum olursa, durum Mölnlycke Health Care'e bildirilmelidir.
Elyaf içeriği: Viskoz, Naylon, Elastan.

The Mölnlycke and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies.